



AlterG Anti-Zwaartekracht Loopband

Anti-Zwaartekracht Loopbanden kunnen, door gebruik te maken van een gewone (hard)loopband, een drukcabine en een neopreen-short een luchtdicht-systeem creëren. Hierdoor kunnen patiënten, in stappen van 1%, tot maximaal 80% van hun lichaamsgewicht ondersteund worden terwijl zij (hard) lopen. Na blessures of operaties kunnen patiënten veilig en eerder beginnen met (pijnvr) bewegen en geleidelijk terugkeren naar volle belasting, terwijl zij een normaal looppatroon aanhouden.

AlterG binnen revalidatie

Ontwikkelt vanuit een prestatie verbeterend oogpunt om marathonlopers harder en meer hard te kunnen laten lopen, is de AlterG langzaam maar zeker een vaste waarde geworden binnen de (sport) revalidatie. In Nederland wordt de AlterG dan ook ingezet van VKB revalidatie en totale heup en knie vervangingen tot en met de ziekte van Parkinson en partiële dwarslaesies.

Alle voordelen op een rij

- Sneller starten met bewegen
- Nauwkeurige gewichtsreductie
- Minder verlies van spierkracht, coördinatie en conditie
- Veilige, minder pijnlijke en bovenal natuurlijke manier van bewegen
- Verbetering van de sportprestaties en de algehele fitheid

Meer info

info@procarebv.nl | Auke Toussaint | T 050 5715074 | www.procarebv.nl/fy

Meetapparatuur voor professionals

ProCare

We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare

